


# VISTA SUPERIOR




ATUAÇÃO LINEAR  
ATUAÇÃO LINEAR DE  
1,30M. PARA CADA LADO.

ESTRUTURA BEE PADRÃO  
FIXADA NA ALVENARIA  
E NO PISO.

RAIO DE ATUAÇÃO  
RAIO DE 1,30M.

# PERSPECTIVA



## OBSERVAÇÕES:



EQUIPAMENTO FABRICADO  
SOB MEDIDA PARA A SALA

Necessário fazer a **fixação da estrutura em pelo menos uma parede de alvenaria.**  
O outro lado pode ser no piso.

## MEDIDAS PARA O CLIENTE CONFERIR O ESPAÇO NA SALA:

LARGURA LADO DIREITO: 0,98m / LARGURA LADO ESQUERDO: 0,98m  
COMPRIMENTO: 3,00m / ALTURA: 2,50m

- ◆ O raio de atuação condiz com o movimento que será feito pelo equipamento suspenso com aproveitamento máximo do setor terapêutico em movimentos lineares e orbitais; RAO RECOMENDADO: 1,30m.

## LEGENDA

↔ SENTIDO DA ATUAÇÃO LINEAR:

○ RAO DE ATUAÇÃO ORBITAL:

Desenho Fornecido pela empresa  
Spider P&E